





Produktbezeichnung	SpeedM® Notfallblutstillungskompresse					
Artikelnummer	CG01DE					
Produktkategorie	Hämostyptikum					
Produktgruppe	Nicht resorbierbar					
Benannte Stelle Nummer EC Zertifikatsnummer	DNV Medcert GmbH; Pilatuspool 2, 20335 Hamburg, Germany 0482 20359GB448241002					
Produktbilder	1 Stück 	Spenderkarton á 15 Stück 	Versandkarton á 180 Stück 	Palette á 3600 Stück 		
Beschreibung	SpeedM® Notfall-Blutstillungskompresse ist ein steriler, 7,5 x 370 cm großer, röntgen-detektierbarer, Z-förmig gefalteter hämostatischer Verband und ist für aseptische Entnahme verpackt. Dieses Produkt enthält Halloysite.					
Zweckbestimmung	SpeedM® ist eine Notfall-Blutstillungskompresse, die zur vorübergehenden Behandlung stark blutender traumatischer Verletzungen bestimmt ist. Das Produkt ist für jeden Patienten geeignet, auf den die Zweckbestimmung angewendet werden kann. Das Produkt ist nicht für Kinder unter 6 Jahren geeignet.					
Abmessung	7,5 x 370 cm, Z-gefaltet					
Verpackungseinheit	1 Spenderkarton á 15 Stück, einzeln steril verpackt					
Verpackungs- abmessung	<i>Einheit</i>	<i>Abmessung</i>			<i>Gewicht</i>	
	Stück	ca. 10,5 x 14,0 x 2,2 cm			25,5 g	
	Spenderkarton	15,5 x 38,7 x 9,3 cm			552 g brutto; 390 g netto	
	Versandkarton	40,0 x 58,5 x 33,5 cm			7,54 kg brutto; 4,68 kg netto	
	Palette	80 x 120 x 180 cm			173,4 kg brutto; 93,6 kg netto	
Zolltarifnummer	3005 9050					
Lagerbedingungen	18 - 25°C					
Haltbarkeit	5 Jahre					
Transportstabilität	-30 – 60°C					
Vorbereitungszeit	gebrauchsfertig					
Material	Perforierter Vliesstoff, beschichtet mit ultrafeinen Halloysiten					
GTIN	<i>GTIN</i>	<i>Verpackungsebene</i>	<i>Marke</i>	<i>Sprache</i>	<i>Menge</i>	<i>Maßeinheit</i>
	4262377860045	Stück	SpeedM®	Deutsch	1	Stück
	4262377860038	Spenderkarton	SpeedM®	Deutsch	15	Stücke
	4262377860069	Versandkarton	SpeedM®	Deutsch	180	Stücke
GMDN code	47917 Inorganic haemostatic agent, sterile					
EMDN	M040599 Emergency Hemostatic Dressing					
DUNS	314388771					
Nomenclature code Nomenclature term Category	10-965 Dressing Products for single use					
Indikation	SpeedM® Notfall-Blutstillungskompresse ist zur vorübergehenden Behandlung stark blutender Wunden und traumatischer Verletzungen wie beispielsweise Schnitt-, Riss- und Schürfwunden bestimmt. Zur Verwendung durch geschulte Ersthelfer.					
Kontraindikation	SpeedM® ist nicht für die Anwendung am Augapfel indiziert (geeignet), da das Risiko der Austrocknung oder für Druckschäden bestehen kann. Das Produkt ist nicht zur Verwendung im oder in direktem Kontakt mit dem zentralen Kreislaufsystem indiziert. SpeedM® darf nicht bei Patienten mit einer bekannten allergischen Reaktion auf Tonminerale eingesetzt werden.					
Wirkmechanismus	Der Wirkmechanismus von SpeedM® basiert auf rein physikalischen Mechanismen: die lokale Konzentration von Blutplättchen durch elektrostatische Adhäsion, Wasseraufnahme und Druckübertragung. Darüber hinaus wirkt sich die sehr große spezifische Oberfläche des Gesamtprodukts (HNT-Mineral + Gaze) günstig aus.					