






SpeedM® Données de base du produit pour entraînement

Nom du produit	SpeedM® Trainer		
Référence	T01E		
Catégorie de produit	Produit d'entraînement (pour pansement hémostatique d'urgence)		
Représentation du produit	   		
	1 unité	Boîte distributrice (15 unités)	Carton d'expédition (180 unités)
			Palette (3600 unités)
Description	SpeedM® Trainer est un pansement non stérile prévu à des fins d'entraînement, 7,5 x 370 cm, plié en Z, avec la même apparence et le même toucher que le produit stérile, selon le concept « train as you fight ». Non stérile, non destiné à un usage médical, uniquement pour l'entraînement.		
Dimensions	7,5 x 370 cm, plié en Z		
Unité d'vente	1 boîte distributrice de 15 unités, emballées individuellement		
Dimensions de l'emballage	<i>Unité</i>	<i>Dimensions</i>	<i>Poids</i>
	unité	env. 10,5 x 14,0 x 2,2 cm	25,5 g
	Boîte distributrice	15,5 x 38,7 x 9,3 cm	523 g brut ; 390 g net
	Carton d'expédition	40,0 x 58,5 x 33,5 cm	7,2 kg brut ; 4,7 kg net
	Palette	80 x 120 x 180 cm	166,5 kg brut ; 93,6 kg net
Conditions de stockage	18 – 25 °C		
Temps de préparation	Prêt à l'emploi		